

MODENA CLASSIC

ART. 1211

DISPOSITIVO MEDICO
DETRAIBILE CE

Modena Classic è dotato di un **box a 1600 micro molle indipendenti insacchettate**, progettate per garantire un **eccellente equilibrio** tra **sostegno, traspirabilità e comfort**, assicurando un **riposo sano** e durevole. Il **topper removibile** in elegante tessuto **Stretch Impressive** è imbottito in **Polisoff termoregolante**. In questo modello l'**ulteriore comfort** è dato dal **topperino interno removibile** in **Memory Foam Soft Touch a lenta progressione** protetto da una propria fodera. Infine il **supporto** è assicurato dalla lastra in **Polilattex Firm**.
Lo **strato** in tessuto **3D** a contatto con la rete **ottimizza la traspirazione**.

SCALA DI RIGIDITÀ 6



MOONPUR
Exclusive Sleep


CARATTERISTICHE INVOLUCRO

IMPRESSIVE

TESSUTO **STRETCH IMPRESSIVE** 350 GR/MQ
■ 100% poliestere

- Sfoderabile
- Lavabile con smacchiatore (parte sopra)
- Anallergico
- Air System lato sotto 3D traspirante
- Più congruo per letto contenitore

STRATIFICAZIONE



CARATTERISTICHE NUCLEO

- Anatomico
- 1600 molle insacchettate
- 7 zone di portanza differenziata
- Memory Foam
- Antidecubito
- Disperde l'umidità
- NO CFC
- NON capovolgere
- Indeformabile

OPTIONAL SU RICHIESTA

- Barriera in CARBONIO contro l'inquinamento elettromagnetico (maglia in jersey con carbonio)
- Disponibile disteso o sottovuoto arrotolato

PLUS



Le caratteristiche uniche del **Polisoff** (rif. pag. 19) si uniscono alle performance del **Memory Foam Soft Touch**. Il **Polisoff** è una schiuma a **celle aperte** ad elevata tecnologia. La bassa densità e l'eccellente morbidezza consente di realizzare forme elaborate e di creare accoppiati e trapuntati di alta qualità. Il materasso Modena Classic presenta un accogliente e generoso **topper** facilmente **removibile**. La struttura interna formata da **1600 micro molle insacchettate** permette al corpo di essere **piacevolmente "abbracciato"** ed accompagnato nei suoi movimenti durante il riposo.



RETE CONSIGLIATA

Consigliamo utilizzo rete a doghe con portanza adeguata. Rif. catalogo a pag. 94.